


Инструкция по организации резервного копирования баз данных АС «Поликлиника»

Для сохранности данных АС «Поликлиника» в случае выхода из строя серверного оборудования, обеспечивающего функционирование СУБД АС «Поликлиника» (Microsoft SQL Server 2008 Express) необходимо выполнить следующие шаги:


- 1) Распаковать архив в SQLBackup.zip в папку D:\МІАС\Backup. Должны появиться следующие файлы: BK(каталог), 7z.exe (архиватор 7z), 7-zip.dll (библиотека архиватора 7z), 7z.dll (библиотека архиватора 7z), bk_all.bat (Скрипт резервного копирования), bk_all.sql (Скрипт выгрузки данных из MS SQL)
- 2) Зайти в «Панель управления» - «Администрирование» - Планировщик заданий или нажать: Пуск — Выполнить: taskschd.msc /s
- 3) Нажать: «Создать задачу...»




4) Заполнить следующие вкладки:

а) Вкладка «Общие»:

Введите «Имя»: Копирование базы АС Поликлиника




В «Параметрах безопасности» нажать «Изменить». В появившемся диалоговом окне вписать «система» и нажать «ОК».



Поставить галочку «Выполнять с наивысшими правами» и «Скрытая задача»

б) Вкладка «Триггеры»:


Нажать «Создать». В появившемся диалоговом окне выставить: «Ежедневно»,
Время, нажать «ОК»



в) Вкладка «Действия»:

Нажать: «Создать»

- В появившемся диалоговом окне
- «Обзор»
- Открыть файл: **D:\MIAC\Backup\bk_all.bat**
- «ОК»



Нажать «ОК» и завершить создание задачи.

Теперь в папке **D:\MIAC\Backup** будут появлять файлы архивов базы вида:
ARC_BD_01.08.2013_29873.zip